

ESPECIALISTAS EN VIDRIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO



EVELSA

ESPECIALISTAS EN VIDRIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO

Especialistas en fabricación, reparación y modificación de equipos de vidrio borosilicato y cuarzo; fabricación de equipos para laboratorio de química y biotecnología.

DOMICILIO FISCA: SAN MARCOS No 13
COL. LOS ENCINOS CP 72227 EN PUEBLA
TEL 222 755 23 46 O 222 601 08 89
WHATS APP 22 23 22 54 50
WWW.EVELSA.COM.MX

"Fabricación a las necesidades del investigador"

Teléfonos: 222 755 23 46

TENEMOS EL AGRADO DE PRESENTAR A USTED, NUESTRO CATALOGO MAS RECIENTE EN EL CUAL PUEDE ENCONTRAR UNA VARIEDAD DE EQUIPOS DE VIDRIO BOROSILICATO Y UNA LISTA DE PRODUCTOS DE CUARZO. SOMOS FABRICANTES DE EQUIPOS PARA CENTROS DE INVESTIGACION, INDUSTRIALES, UNIVERSIDADES Y TECNOLOGICOS CON FACULTADES DE QUIMICA, BIOTECNOLOGIA, E INVESTIGACION TECNOLOGICA.


“ FABRICACION A LAS NECESIDADES DEL INVESTIGADOR ”

SI EN NUESTRO CATALOGO NO ENCUENTRA ALGUN PRODUCTO QUE REQUIERE PODEMOS ASESORARLO O FABRICARLO.

RECUERDE SOMOS FABRICANTES, LLAME, O CONSULTENOS POR CORREO, POR WHATS APP, FACEBOOK, ES UN HONOR ATENDERLE.

GRACIAS

CATALOGO DE TUBOS DE CUARZO Y EXTRAS



TUBO DE CUARZO ENTREGA INMEDIATA

TUBO DE CUARZO EN ENTREGA INMEDIATA

CODIGO	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	LARGO	MEDIDAS
	DIAMETRO	DIAMETRO	GROSOR		STANDART
	INTERNO	EXTERNO	PARED		STANDART
TCA-101	4	6	1	100 CMS	1/4
TCA-102	6	8	1	120 CMS	5/16
TCA-103	8	10	1	120 CMS	3/8
TCA-104	10	12.7	1.35	120 CMS	1/2
TCA-105	14	15.9	0.95	120 CMS	5/8
TCA-106	25.5	29	1.75	60 CMS	1"
TCA-107	36	40	2	60 CMS	1 1/2"
TCA-108	52	55	1.5	60 CMS	2"

FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: 222 755 23 46

TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX

E-MAIL: ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com


**TUBO DE CUARZO DE 120 CMS DE LARGO
TIEMPO DE ENTREGA DE 8 SEMANAS**

TUBO DE CUARZO DE 120 CMS DE LARGO

CODIGO	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	CODIGO	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS
	DIAMETRO	DIAMETRO	GROSOR		DIAMETRO	DIAMETRO	GROSOR
	INTERNO	EXTERNO	PARED		INTERNO	EXTERNO	PARED
TCXP-001	2	3	0.5	TCXP-035	13	15	1
TCXP-002	2	4	1	TCXP-036	13	16	1.5
TCXP-003	2	6	2	TCXP-037	13.5	19	2.75
TCXP-004	3	5	1	TCXP-038	14	16	1
TCXP-005	4	6	1	TCXP-039	14	18	2
TCXP-006	4	6.3	1.15	TCXP-040	15	18	1.5
TCXP-007	4	8	2	TCXP-041	15	19	2
TCXP-008	5	7	1	TCXP-042	15	20	2.5
TCXP-009	5	7.5	1.25	TCXP-043	16	18	1
TCXP-010	5	8	1.5	TCXP-044	16	20	2
TCXP-011	5	9	2	TCXP-045	17	19	1
TCXP-012	6	8	1	TCXP-046	17	20	1.5
TCXP-013	6	10	2	TCXP-047	18	21.6	1.8
TCXP-014	6	12	3	TCXP-048	18	25	3.5
TCXP-015	7	9	1	TCXP-049	19	22	1.5
TCXP-016	7	9.5	1.25	TCXP-050	20	23	1.5
TCXP-017	7	10	1.5	TCXP-051	20	24	2
TCXP-018	7.5	9.7	1.1	TCXP-052	20	25	2.5
TCXP-019	8	10	1	TCXP-053	20	26	3
TCXP-020	8	12	2	TCXP-054	22	24.5	1.25
TCXP-021	8	14	3	TCXP-055	22	25	1.5
TCXP-022	9	11	1	TCXP-056	22	25.8	1.9
TCXP-023	9	11.8	1.4	TCXP-057	22	30	4
TCXP-024	9	13	2	TCXP-058	25	28	1.5
TCXP-025	9	15	3	TCXP-059	25	28.8	1.9
TCXP-026	10	12	1	TCXP-060	26	29	1.5
TCXP-027	10	14	2	TCXP-061	26	30	2
TCXP-028	10	16	3	TCXP-062	27	30	1.5
TCXP-029	10.5	12.75	1.125	TCXP-063	28	32	2
TCXP-030	11	13	1	TCXP-064	30	33	1.5
TCXP-031	12	14	1	TCXP-065	30	36	3
TCXP-032	12	15	1.5	TCXP-066	32	35	1.5
TCXP-033	12	16	2	TCXP-067	32	38	3
TCXP-034	12.7	18.7	3	TCXP-068	34	38	2

**TUBO DE CUARZO DE 120 CMS DE LARGO
TIEMPO DE ENTREGA DE 8 SEMANAS**

CODIGO	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	CODIGO	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS
	DIAMETRO	DIAMETRO	GROSOR		DIAMETRO	DIAMETRO	GROSOR
	INTERNO	EXTERNO	PARED		INTERNO	EXTERNO	PARED
TCXP-069	35	38	1.5	TCXP-083	50	55	2.5
TCXP-070	36	40	2	TCXP-084	50	56	3
TCXP-071	37	40	1.5	TCXP-085	52	58	3
TCXP-072	38	42	2	TCXP-086	53	57	2
TCXP-073	38.1	42.1	2	TCXP-087	55	59	2
TCXP-074	40	43	1.5	TCXP-088	60	64	2
TCXP-075	40	46	3	TCXP-089	60	65	2.5
TCXP-076	42	45	1.5	TCXP-090	63	67	2
TCXP-077	42	46	2	TCXP-091	63	72	4.5
TCXP-078	45	48	1.5	TCXP-092	64	68	2
TCXP-079	46	50	2	TCXP-093	65	69	2
TCXP-080	47	50	1.5	TCXP-094	66	70	2
TCXP-081	48	52	2	TCXP-095	70	75	2.5
TCXP-082	50	54	2				



FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: **222 755 23 46**
TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX
 E-MAIL: **ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com**


**TUBO DE CUARZO DE 150 CMS DE LARGO
TIEMPO DE ENTREGA 12 SEMANAS**

TUBO DE CUARZO DE 150 CMS DE LARGO

CODIGO	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	CODIGO	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS
	DIAMETRO	DIAMETRO	GROSOR		DIAMETRO	DIAMETRO	GROSOR
	INTERNO	EXTERNO	PARED		INTERNO	EXTERNO	PARED
TCXP-098	64	68	2	TCXP-127	190	196	3
TCXP-099	66	70	2	TCXP-128	195	201	3
TCXP-100	70	74	2	TCXP-129	200	206	3
TCXP-101	70	75	2.5	TCXP-130	203	211	4
TCXP-102	73	77	2	TCXP-131	208	216	4
TCXP-103	75	80	2.5	TCXP-132	211	221	5
TCXP-104	80	85	2.5	TCXP-133	215	221	3
TCXP-105	85	90	2.5	TCXP-134	220	228	4
TCXP-106	90	95	2.5	TCXP-135	220	230	5
TCXP-107	95	100	2.5	TCXP-136	221	229	4
TCXP-108	101.6	106.6	2.5	TCXP-137	225	231	3
TCXP-109	105	110	2.5	TCXP-138	225	235	5
TCXP-110	110	115	2.5	TCXP-139	227	235	4
TCXP-111	115	120	2.5	TCXP-140	230	236	3
TCXP-112	120	125	2.5	TCXP-141	230	240	5
TCXP-113	125	130	2.5	TCXP-142	235	245	5
TCXP-114	130	135	2.5	TCXP-143	240	246	3
TCXP-115	130	136	3	TCXP-144	241	249	4
TCXP-116	135	141	3	TCXP-145	241	251	5
TCXP-117	140	146	3	TCXP-146	245	253	4
TCXP-118	145	151	3	TCXP-147	250	260	5
TCXP-119	150	156	3	TCXP-148	259	267	4
TCXP-120	155	161	3	TCXP-149	260	268	4
TCXP-121	160	166	3	TCXP-150	265	275	5
TCXP-122	165	171	3	TCXP-151	270	280	5
TCXP-123	170	176	3	TCXP-152	290	300	5
TCXP-124	176	184	4	TCXP-153	300	309	4.5
TCXP-125	178	185	3.5	TCXP-154	306	315	4.5
TCXP-126	184	190	3	TCXP-155	320	330	5

FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: **222 755 23 46**
TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX
 E-MAIL: **ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com**

**VARILLA Y TUBO CAPILAR DE CUARZO
TIEMPO DE ENTREGA DE 8 SEMANAS**



VARILLA DE CUARZO DE 120 CMS

CODIGO	MILIMETROS		CODIGO	MILIMETROS	
	DIAMETRO			DIAMETRO	
	EXTERNO			EXTERNO	
VC-1001	1.5		VC-1011	10	
VC-1002	2		VC-1012	12	
VC-1003	2.5		VC-1013	13	
VC-1004	3		VC-1014	15	
VC-1005	4		VC-1015	16	
VC-1006	5		VC-1016	17	
VC-1007	6		VC-1017	18	
VC-1008	7		VC-1018	19	
VC-1009	8		VC-1019	20	
VC-1010	9				

TUBO CAPILAR PARED GRUESA DE 60 CMS

CODIGO	MILIMETROS	MILIMETRO	MILIMETROS	MILIMETROS
	DIAMETRO	DIAMETRO	GROSOR	PASO
	INTERNO	EXTERNO	PARED	LUZ
TCC-0001	3,35	3,6	1,675	0,25
TCC-0002	4,625	5	23,125	0,375
TCC-0003	8,5	9	4,25	0,5
TCC-0004	14,25	15	7,125	0,75
TCC-0005	21	22	10,5	1

FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: 222 755 23 46
 TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX
 E-MAIL: ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com

**PORTA OBJETOS, MIRILLAS, DISCOS,
CUADRADOS Y OBLEAS DE CUARZO**



DISCO DE CUARZO

DISCO REDONDO DE CUARZO TERMINACION PULIDO FINO

CODIGO	DIAMETRO EXTERNO	ESPESOR	CODIGO	DIAMETRO EXTERNO	ESPESOR
DRCP-001	1"	1/16"	DRCP-019	3"	3/16"
DRCP-002	1"	1/8"	DRCP-020	3"	1/4"
DRCP-003	1"	3/16"	DRCP-021	3 1/2"	1/16"
DRCP-004	1"	1/4"	DRCP-022	3 1/2"	1/8"
DRCP-005	1 1/2"	1/16"	DRCP-023	3 1/2"	3/16"
DRCP-006	1 1/2"	1/8"	DRCP-024	3 1/2"	1/4"
DRCP-007	1 1/2"	3/16"	DRCP-025	4"	1/16"
DRCP-008	1 1/2"	1/4"	DRCP-026	4"	1/8"
DRCP-009	2"	1/16"	DRCP-027	4"	3/16"
DRCP-010	2"	1/8"	DRCP-028	4"	1/4"
DRCP-011	2"	3/16"	DRCP-029	5"	1/16"
DRCP-012	2"	1/4"	DRCP-030	5"	1/8"
DRCP-013	2 1/2"	1/16"	DRCP-031	5"	3/16"
DRCP-014	2 1/2"	1/8"	DRCP-032	5"	1/4"
DRCP-015	2 1/2"	3/16"	DRCP-033	6"	1/16"
DRCP-016	2 1/2"	1/4"	DRCP-034	6"	1/8"
DRCP-017	3"	1/16"	DRCP-035	6"	3/16"
DRCP-018	3"	1/8"	DRCP-036	6"	1/4"

FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: **222 755 23 46**
TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX
 E-MAIL: **ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com**

DISCO REDONDO DE CUARZO TERMINACION ESMERILADO FINO

CODIGO	DIAMETRO EXTERNO	ESPESOR	CODIGO	DIAMETRO EXTERNO	ESPESOR
DRCE-001	1"	1/16"	DRCE-019	3"	3/16"
DRCE-002	1"	1/8"	DRCE-020	3"	1/4"
DRCE-003	1"	3/16"	DRCE-021	3 1/2"	1/16"
DRCE-004	1"	1/4"	DRCE-022	3 1/2"	1/8"
DRCE-005	1 1/2"	1/16"	DRCE-023	3 1/2"	3/16"
DRCE-006	1 1/2"	1/8"	DRCE-024	3 1/2"	1/4"
DRCE-007	1 1/2"	3/16"	DRCE-025	4"	1/16"
DRCE-008	1 1/2"	1/4"	DRCE-026	4"	1/8"
DRCE-009	2"	1/16"	DRCE-027	4"	3/16"
DRCE-010	2"	1/8"	DRCE-028	4"	1/4"
DRCE-011	2"	3/16"	DRCE-029	5"	1/16"
DRCE-012	2"	1/4"	DRCE-030	5"	1/8"
DRCE-013	2 1/2"	1/16"	DRCE-031	5"	3/16"
DRCE-014	2 1/2"	1/8"	DRCE-032	5"	1/4"
DRCE-015	2 1/2"	3/16"	DRCE-033	6"	1/16"
DRCE-016	2 1/2"	1/4"	DRCE-034	6"	1/8"
DRCE-017	3"	1/16"	DRCE-035	6"	3/16"
DRCE-018	3"	1/8"	DRCE-036	6"	1/4"

CUADRADO DE CUARZO

CUADRADO DE CUARZO TERMINACION ESMERILADO FINO

CODIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CODIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR
PCCE-01	1"	1"	1/16"	PCCE-17	3"	3"	1/16"
PCCE-02	1"	1"	1/8"	PCCE-18	3"	3"	1/8"
PCCE-03	1"	1"	3/16"	PCCE-19	3"	3"	3/16"
PCCE-04	1"	1"	1/4"	PCCE-20	3"	3"	1/4"
PCCE-05	1 1/2"	1 1/2"	1/16"	PCCE-21	3 1/2"	3 1/2"	1/16"
PCCE-06	1 1/2"	1 1/2"	1/8"	PCCE-22	3 1/2"	3 1/2"	1/8"
PCCE-07	1 1/2"	1 1/2"	3/16"	PCCE-23	3 1/2"	3 1/2"	3/16"
PCCE-08	1 1/2"	1 1/2"	1/4"	PCCE-24	3 1/2"	3 1/2"	1/4"
PCCE-09	2"	2"	1/16"	PCCE-25	4"	4"	1/16"
PCCE-10	2"	2"	1/8"	PCCE-26	4"	4"	1/8"
PCCE-11	2"	2"	3/16"	PCCE-27	4"	4"	3/16"
PCCE-12	2"	2"	1/4"	PCCE-28	4"	4"	1/4"
PCCE-13	2 1/2"	2 1/2"	1/16"	PCCE-29	5"	5"	1/16"
PCCE-14	2 1/2"	2 1/2"	1/8"	PCCE-30	5"	5"	1/8"
PCCE-15	2 1/2"	2 1/2"	3/16"	PCCE-31	5"	5"	3/16"
PCCE-16	2 1/2"	2 1/2"	1/4"	PCCE-32	5"	5"	1/4"

FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: **222 755 23 46**

TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX

E-MAIL: **ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com**

CUADRADO DE CUARZO TERMINACION ESMERILADO FINO

CODIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CODIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR
PCCE-33	6"	6"	1/16"	PCCE-41	10"	10"	1/16"
PCCE-34	6"	6"	1/8"	PCCE-42	10"	10"	1/8"
PCCE-35	6"	6"	3/16"	PCCE-43	10"	10"	3/16"
PCCE-36	6"	6"	1/4"	PCCE-44	10"	10"	1/4"
PCCE-37	8"	8"	1/16"	PCCE-45	12"	12"	1/16"
PCCE-38	8"	8"	1/8"	PCCE-46	12"	12"	1/8"
PCCE-39	8"	8"	3/16"	PCCE-47	12"	12"	3/16"
PCCE-40	8"	8"	1/4"	PCCE-48	12"	12"	1/4"

CUADRADO DE CUARZO TERMINACION PULIDO FINO

CODIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CODIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR
PCCP-01	1"	1"	1/16"	PCCP-25	4"	4"	1/16"
PCCP-02	1"	1"	1/8"	PCCP-26	4"	4"	1/8"
PCCP-03	1"	1"	3/16"	PCCP-27	4"	4"	3/16"
PCCP-04	1"	1"	1/4"	PCCP-28	4"	4"	1/4"
PCCP-05	1 1/2"	1 1/2"	1/16"	PCCP-29	5"	5"	1/16"
PCCP-06	1 1/2"	1 1/2"	1/8"	PCCP-30	5"	5"	1/8"
PCCP-07	1 1/2"	1 1/2"	3/16"	PCCP-31	5"	5"	3/16"
PCCP-08	1 1/2"	1 1/2"	1/4"	PCCP-32	5"	5"	1/4"
PCCP-09	2"	2"	1/16"	PCCP-33	6"	6"	1/16"
PCCP-10	2"	2"	1/8"	PCCP-34	6"	6"	1/8"
PCCP-11	2"	2"	3/16"	PCCP-35	6"	6"	3/16"
PCCP-12	2"	2"	1/4"	PCCP-36	6"	6"	1/4"
PCCP-13	2 1/2"	2 1/2"	1/16"	PCCP-37	8"	8"	1/16"
PCCP-14	2 1/2"	2 1/2"	1/8"	PCCP-38	8"	8"	1/8"
PCCP-15	2 1/2"	2 1/2"	3/16"	PCCP-39	8"	8"	3/16"
PCCP-16	2 1/2"	2 1/2"	1/4"	PCCP-40	8"	8"	1/4"
PCCP-17	3"	3"	1/16"	PCCP-41	10"	10"	1/16"
PCCP-18	3"	3"	1/8"	PCCP-42	10"	10"	1/8"
PCCP-19	3"	3"	3/16"	PCCP-43	10"	10"	3/16"
PCCP-20	3"	3"	1/4"	PCCP-44	10"	10"	1/4"
PCCP-21	3 1/2"	3 1/2"	1/16"	PCCP-45	12"	12"	1/16"
PCCP-22	3 1/2"	3 1/2"	1/8"	PCCP-46	12"	12"	1/8"
PCCP-23	3 1/2"	3 1/2"	3/16"	PCCP-47	12"	12"	3/16"
PCCP-24	3 1/2"	3 1/2"	1/4"	PCCP-48	12"	12"	1/4"

OBLEAS DE CUARZO

OBLEAS DE CUARZO TERMINACION ESMERILADO FINO AMBAS CARAS

CODIGO	DIAMETRO EXTERNO MM	ESPESOR MILIMETROS		CODIGO	DIAMETRO EXTERNO MM	ESPESOR MILIMETROS
OCES-01	76	0.38		OCES-04	150	0.64
OCES-02	100	0.53		OCES-05	200	0.64
OCES-03	125	0.64		OCES-06	300	0.77

OBLEAS DE CUARZO TERMINACION PULIDO FINO AMBAS CARAS


CODIGO	DIAMETRO EXTERNO MM	ESPESOR MILIMETROS		CODIGO	DIAMETRO EXTERNO MM	ESPESOR MILIMETROS
OCPS-01	76	0.38		OCPS-04	150	0.64
OCPS-02	100	0.53		OCPS-05	200	0.64
OCPS-03	125	0.64		OCPS-06	300	0.77



PORTA - OBJETO DE CUARZO

PORTA-OBJETOS DE CUARZO

CODIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR
POC-001	3"	1"	1 MM
POC-002	2"	1"	1 MM
POC-003	1"	1"	1 MM
POC-004	19 MM	19 MM	0.5 MM



DISCO POROSO DE CUARZO



DISCO POROSO DE CUARZO

CODIGO	DIAMETRO MILIMETROS	ESPESOR MILIMETROS	POROSIDAD	CODIGO	DIAMETRO MILIMETROS	ESPESOR MILIMETROS	POROSIDAD
DPC-01	10	2.5	XF	DPC-31	35	4	M
DPC-02	10	2.5	F	DPC-32	35	4	C
DPC-03	10	2.5	M	DPC-33	35	4	XC
DPC-04	10	2.5	C	DPC-34	35	4	XXC
DPC-05	10	2.5	XC	DPC-35	40	4	XF
DPC-06	15	2.5	XF	DPC-36	40	4	F
DPC-07	15	2.5	F	DPC-37	40	4	M
DPC-08	15	2.5	M	DPC-38	40	4	C
DPC-09	15	2.5	C	DPC-39	40	4	XC
DPC-10	15	2.5	XC	DPC-40	40	4	XXC
DPC-11	20	4	XF	DPC-41	45	4	XF
DPC-12	20	4	F	DPC-42	45	4	F
DPC-13	20	4	M	DPC-43	45	4	M
DPC-14	20	4	C	DPC-44	45	4	C
DPC-15	20	4	XC	DPC-45	45	4	XC
DPC-16	20	4	XXC	DPC-46	45	4	XXC
DPC-17	25	4	XF	DPC-47	50	5	XF
DPC-18	25	4	F	DPC-48	50	5	F
DPC-19	25	4	M	DPC-49	50	5	M
DPC-20	25	4	C	DPC-50	50	5	C
DPC-21	25	4	XC	DPC-51	50	5	XC
DPC-22	25	4	XXC	DPC-52	50	5	XXC
DPC-23	30	4	XF	DPC-53	55	5	XF
DPC-24	30	4	F	DPC-54	55	5	F
DPC-25	30	4	M	DPC-55	55	5	M
DPC-26	30	4	C	DPC-56	55	5	C
DPC-27	30	4	XC	DPC-57	55	5	XC
DPC-28	30	4	XXC	DPC-58	55	5	XXC
DPC-29	35	4	XF	DPC-59	60	5	XF
DPC-30	35	4	F	DPC-60	60	5	F

FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: **222 755 23 46**

TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX

E-MAIL: **ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com**

DISCO POROSO DE CUARZO

CODIGO	DIAMETRO MILIMETROS	ESPESOR MILIMETROS	POROSIDAD	CODIGO	DIAMETRO MILIMETROS	ESPESOR MILIMETROS	POROSIDAD
DPC-61	60	5	M	DPC-81	90	8	XC
DPC-62	60	5	C	DPC-82	90	8	XXC
DPC-63	60	5	XC	DPC-83	100	8	XF
DPC-64	60	5	XXC	DPC-84	100	8	F
DPC-65	70	5	XF	DPC-85	100	8	M
DPC-66	70	5	F	DPC-86	100	8	C
DPC-67	70	5	M	DPC-87	100	8	XC
DPC-68	70	5	C	DPC-88	100	8	XXC
DPC-69	70	5	XC	DPC-89	110	8	XF
DPC-70	70	5	XXC	DPC-90	110	8	F
DPC-71	80	5	XF	DPC-91	110	8	M
DPC-72	80	5	F	DPC-92	110	8	C
DPC-73	80	5	M	DPC-93	110	8	XC
DPC-74	80	5	C	DPC-94	110	8	XXC
DPC-75	80	5	XC	DPC-95	120	8	XF
DPC-76	80	5	XXC	DPC-96	120	8	F
DPC-77	90	8	XF	DPC-97	120	8	M
DPC-78	90	8	F	DPC-98	120	8	C
DPC-79	90	8	M	DPC-99	120	8	XC
DPC-80	90	8	C	DPC-100	120	8	XXC

ESPECIALISTAS EN VIDRIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO

POROSIDAD	MICRAS	POROSIDAD	MICRAS
XF	10 a 16	C	100 a 160
F	16 a 40	XC	160 a 250
M	40 a 100	XXC	250 a 550

FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: **222 755 23 46**
TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX
 E-MAIL: **ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com**


**JUNTAS CONICAS Y ESFERICAS
ESMERILADAS DE CUARZO**



FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: 222 755 23 46
TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX
E-MAIL: ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com


JUNTA CONICA ESMERILADA HEMBRA Y MACHO DE CUARZO

CODIGO	DIAMETRO	CODIGO	DIAMETRO	CODIGO	DIAMETRO
JCHEMBRA-01	5/20	JCHEMBRA-10	45/50	JCHEMBRA-19	145/60
JCMACHO-01	5/20	JCMACHO-10	45/50	JCMACHO-19	145/60
JCHEMBRA-02	7/25	JCHEMBRA-11	50/50	JCHEMBRA-20	155/60
JCMACHO-02	7/25	JCMACHO-11	50/50	JCMACHO-20	155/60
JCHEMBRA-03	10/30	JCHEMBRA-12	55/50	JCHEMBRA-21	165/60
JCMACHO-03	10/30	JCMACHO-12	55/50	JCMACHO-21	165/60
JCHEMBRA-04	14/20	JCHEMBRA-13	60/50	JCHEMBRA-22	175/70
JCMACHO-04	14/20	JCMACHO-13	60/50	JCMACHO-22	175/70
JCHEMBRA-05	19/38	JCHEMBRA-14	71/60	JCHEMBRA-23	190/70
JCMACHO-05	19/38	JCMACHO-14	71/60	JCMACHO-23	190/70
JCHEMBRA-06	24/40	JCHEMBRA-15	86/50	JCHEMBRA-24	200/70
JCMACHO-06	24/40	JCMACHO-15	86/50	JCMACHO-24	200/70
JCHEMBRA-07	29/42	JCHEMBRA-16	103/60	JCHEMBRA-25	210/60
JCMACHO-07	29/42	JCMACHO-16	103/60	JCMACHO-25	210/60
JCHEMBRA-08	34/45	JCHEMBRA-17	115/60	JCHEMBRA-26	220/60
JCMACHO-08	34/45	JCMACHO-17	115/60	JCMACHO-26	220/60
JCHEMBRA-09	40/50	JCHEMBRA-18	135/60	JCHEMBRA-27	230/60
JCMACHO-09	40/50	JCMACHO-18	135/60	JCMACHO-27	230/60



JUNTAS ESFERICAS ESMERILADAS DE CUARZO HEMBRA Y MACHO

CODIGO	DIAMETRO	CODIGO	DIAMETRO
JEHEMBRA-01	12/3	JEHEMBRA-06	50/30
JEMACHO-01	12/3	JEMACHO-06	50/30
JEHEMBRA-02	18/7	JEHEMBRA-07	65/40
JEMACHO-02	18/7	JEMACHO-07	65/40
JEHEMBRA-03	28/15	JEHEMBRA-08	75/50
JEMACHO-03	28/15	JEMACHO-08	75/50
JEHEMBRA-04	35/25	JEHEMBRA-09	102/75
JEMACHO-04	35/25	JEMACHO-09	102/75
JEHEMBRA-05	40/25	JEHEMBRA-10	140/100
JEMACHO-05	40/25	JEMACHO-10	140/100



LANA DE CUARZO

CODIGO	CANTIDAD	FILTRO
LC-01	250 GRAMOS	4-8 MICRAS
LC-02	250 GRAMOS	8-15 MICRAS



FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: 222 755 23 46
 TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX
 E-MAIL: ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com



ESPECIALISTAS EN VIDRIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO



FABRICACION ESPECIAL EN EQUIPOS DE VIDRIO CONSULTENOS A LOS TEL: **222 755 23 46**
TEL 222 6 01 08 89. WATT SAP 22 23 22 54 50 WWW.EVELSA.COM.MX
E-MAIL: **ventas_evelsa@hotmail.com ; ventasevelsa@gmail.com**